

シルバーカート(手押し車)配置のお知らせ

シルバーカート(手押し車)2台を配置いたしましたのでお知らせいたします。

配置場所

外来A棟2階入口

※使用後は元の場所にお戻してください。

注意事項

パーキングブレーキは左右両輪にかけてください。

最大使用者体重は100kgまでとなります。



パーキングブレーキの使用方法

- ①ブレーキハンドルを図2の矢印の方向へカチッと音がするまで押し込む
- ②音がして、ハンドルが固定されるとパーキングブレーキがかかる
- ③解除方法は①と反対方向へ引くとハンドルが元の位置に戻り解除される

図1 通常の状態



図2 パーキング状態

